

# Access 2.



## Sistema de Inmunoensayo.

El Access es un poderoso equipo de mesón que realiza una gran variedad de ensayos y perfiles. Combinando la tecnología quimioluminiscente con una interfase intuitiva y un software amigable, el sistema Access se ha diseñado para laboratorios que necesitan un tiempo de respuesta rápida.

El sistema de inmunoensayo Access ofrece un amplio menú de pruebas para una gran variedad de patologías, otorgando una alta calidad en resultados de las pruebas.



## Características principales.

- Velocidad de 100 pruebas/hora
- Primer resultado a los 15 minutos
- Nueva interfase Touch-screen.
- Software en ambiente Windows amigable y en español.
- Capacidad de hasta 24 reactivos simultáneos, refrigerados
- Medición por quimioluminiscencia
- Hasta 60 muestras simultáneas.
- Pruebas réflex definidas por el usuario.
- Validez de las Calibraciones de 28 días en la mayoría de los parámetros
- Reactivos, calibradores y muestras identificados por códigos de barra.
- Mínimo mantenimiento por el usuario (nueva interfase mejora el mantenimiento).
- Autonomía de hasta 300 test sin recargar insumos.