

Número de catálogo:
SI R20



BELIEVE IN INNOVATION

Roller 20LC



Autoanализador para la determinación de Velocidad de Eritrosedimentación

Roller 20 LC

- Resultados en 20 segundos para la agregación de glóbulos rojos
- Primer resultado en 5 min después de iniciar el proceso de muestras
- No se requieren de reactivos
- Resultados expresados en mm/h
- Alta correlación con el método de Westergren
- Sin interferencia con valores bajos de hematocrito
- Utiliza los mismos tubos de hematología
- 175 µl de sangre con EDTA por test
- Solo 1 ml muestra requerida en el tubo
- Calibradores Latex y Controles
- Tarjetas Inteligentes
- Incubación a 37°C
- Ciclos de mezclado de acuerdo con los requerimientos de ICLSI*
- Conexión con sistemas de laboratorio
- Impresora térmica

**Repreclin Lab
C.A.**

Quinta Berlibe, Calle Eduardo
Calcaño, Santa Mónica, Zona
postal 1040.
Caracas, Venezuela.

Teléfono: 58-212-693.76.61
Fax: 58-212-661.22.66
Correo: repreclin@telcel.net.ve



**Instrumentation
Laboratory**



Alifax S.p.A
Via F. Petrarca, 211-35020
Polverara—Italy.
Tel: +39049099200
Fax: +390495855434
Email: info@alifax.com