

Número de catálogo:

SI195.220/BCL  
 SI195.220/THL  
 SI195.220/SDL  
 SI195.220/YDL  
 SI195.220/MDL  
 SI195.220/XDL



BELIEVE IN INNOVATION



*Autoanalizador para la determinación de Velocidad de Sedimentación Eritrocitaria.*

## Test 1 BCL

- Resultados en 20 segs para la agregación de globulos rojos.
- Primer resultado en 5 min después de iniciar el proceso de muestras.
- No se requieren de reactivos.
- Resultados expresados en mm/h.
- Alta correlación con el método de Westergren.
- Sin interferencia con valores bajos de hematocrito.
- Utiliza los mismos tubos de hematología.
- 175 µl EDTA de sangre por test.
- Solo 800 µl muestra requerida en el tubo.
- Capacidad para 60 muestras.
- Velocidad de 180 muestras/h.
- Calibradores latex y controles.
- Tarjetas inteligentes
- Incubación a 37°C
- Ciclos de mezclado de acuerdo con los requerimientos de ICLSI\*
- Lector de código de barras interno.
- Conexión con sistemas de laboratorio.
- Impresora térmica.
- Integración completa con el laboratorio clínico.

**Repreclin Lab  
C.A.**

Quinta Berlibe, Calle Eduardo Calcaño, Santa Mónica, Zona postal 1040.  
Caracas, Venezuela.

Teléfono: 58-212-693.76.61  
 Fax: 58-212-661.22.66  
 Correo: repreclin@telcel.net.ve



Instrumentation  
Laboratory



Alifax S.p.A  
 Via F. Petrarca, 211-35020  
 Polverara—Italy.  
 Tel: +39049099200  
 Fax: +390495855434  
 Email: info@alifax.com