

ACL Elite-Pro.



Rapidez y Calidad en Coagulación.



El equipo Elite-Pro es un analizador compacto de mesa para pruebas coagulométricas, cromogénicas e inmunológicas. Este modelo está totalmente robotizado con lo que no es necesario ningún tipo de manipulación y su pantalla táctil junto con un software altamente intuitivo, hacen muy fácil su manejo y aprendizaje: con sólo un dedo se puede controlar el analizador. Utilizan tecnología centrífuga, un canal nefelométrico (660 nm) pionero para tests coagulométricos y un canal de absorbancia (405 nm) para tests cromogénicos e inmunológicos. Por todo ello el Elite PRO garantiza una gran precisión y exactitud de los resultados.



Características principales.

- Sistema totalmente automatizado, para ensayos coagulométricos, cromogénicos e inmunológicos.
- Carga continua de muestras.
- 40 posiciones para muestras.
- 18 posiciones para reactivos.
- Pantalla táctil.
- Lector de códigos de barra de tubo principal.
- Conexión bidireccional con un servidor.
- Cargador automático de hasta 12 rotores (240 cubetas de reacción).
- Las muestras urgentes pueden ser insertadas en cualquier momento y serán procesadas con prioridad.
- Base de datos de hasta 30.000 resultados, un programa de control de calidad para 50 controles.