



iChem® VELOCITY™

El Nuevo Estándar en Química

El iChem® VELOCITY™ es un analizador automático de la química en la orina que combina velocidad, automatización, la facilidad de uso y fiabilidad, para agilizar el flujo de trabajo y el incremento en la capacidad de muestreo. El sistema utiliza las tiras de prueba iChem que proporcionan un perfil de doce prueba, incluyendo ensayos de química (glucosa, proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, pH, cetonas, nitritos, esterasa leucocitaria, ácido ascórbico), la gravedad específica con un refractómetro, color, y claridad.

Productividad

- Capacidad y facilidad de uso.
- Operación sin esfuerzo, sólo muestras de carga, pulse Inicio y Continúe con su trabajo
- 210 muestras por hora
- Capacidad de carga continua de las Tira
- Capacidad de carga de 300 tiras de química
- Capacidad de almacenamiento para 10.000 pacientes
- Tecnología garantizada que proporciona resultados de calidad
- Excelente gama de baja sensibilidad
- Utilización de detección de ácido ascórbico para evitar la interferencia potencial con los ensayos de química claves.

