

LH 500.



Analizador hematológico de Vanguardia.

El LH 500 es el analizador hematológico de vanguardia, diseñado para aumentar la productividad en el laboratorio clínico moderno. Su tamaño compacto fue diseñado para ajustarse a las necesidades de espacio de nuestros clientes. Además ofrece la avanzada tecnología VCS proveyendo de esta forma una alta sensibilidad y eficiencia en el análisis del recuento diferencial de leucocitos.



Características principales.

- Velocidad: 90 muestras/hora
- Software de gestión basado en Windows, de fácil aprendizaje.
- Triple tecnología (VCS) para la realización del diferencial leucocitario.
- Muestreador automático con identificación positiva de la posición de la muestra.
- Análisis semiautomático de reticulocitos.
- Sistema automático de validación, mediante reglas configurables por el usuario. Implica un gran ahorro de tiempo.
- Procesamiento de Pacientes STAT sin interrupción del flujo de trabajo.
- Avisos morfológicos de altísimo valor predictivo.
- Mantenimiento sencillo y automatizado.
- Software de gestión intuitivo.
- Parámetros: El LH 500 ofrece la determinación de 25 parámetros: WBC, RBC, ADE, Hgb, Hto, VCM, HCM, CHCM, Plt, VPM, PCT, PDW, un diferencial absoluto y relativo de 5 poblaciones leucocitarias,.