

Número de catálogo:

970006



**Instrumentation
Laboratory**



Coagulómetro totalmente automatizado para pruebas de coagulación

ACL TOP 300

El ACL TOP 300 CTS es un sistema de capacidad analítica media-baja con la misma flexibilidad, facilidad de uso y eficiencia de los analizadores de hemostasia de más alta gama. El sistema optimiza la productividad del usuario y aporta una potencia analítica sin precedentes en un analizador de estas características.

Las características del ACL TOP 300 CTS le hacen adecuado para:

* Capacidad de 60 muestras con carga continua y random Access.
Velocidad de 120 PT / hora

* Tubos primarios y/o cubetas sin necesidad de adaptadores.

* Detección automática de presencia de muestras.

* Lector de códigos de barras interno.

* Capacidad de trabajo con tubos abiertos y cerrados.

* 24 Reactivos refrigerados abordo.

* Metodos coagulometricos, cromogénicos e Inmunoturbidimétricos para sus determinaciones.

* Software en español y pantalla táctil en ambiente Windows

* Monitorización a tiempo real de muestras y reactivos.

* Menú de Pruebas: PT, aPTT, Fibrinogeno, Factores de la vía intrínseca y extrínseca, Pruebas para Anticoagulante lúpico, Antitrombina, Dimero D, Proteína S y C, Factor WWF entre otros.

**Repreclin Lab
C . A**

Quinta Berlibe, Calle Eduardo
Calcaño, Santa Mónica , Zona
postal 1040.
Caracas, Venezuela.

Teléfono: 58-212-693.76.61
Fax: 58-212-661.22.66
Correo: repreclin@telcel.net.ve



**Instrumentation
Laboratory**

