

LH 750.



Hematología para laboratorios con altos volúmenes de pacientes.

El LH 750 es el analizador hematológico de vanguardia, equipado con la última tecnología de software y en recuentos celulares. Estos avances ayudan al laboratorio clínico moderno a aumentar la rapidez y la calidad de los resultados

El LH 750 cuenta con los sistemas **Accucount** que le proporciona una linealidad en el recuento de glóbulos blancos y plaquetas únicas en el mercado y con el sistema **Accugate** para una mejor diferenciación celular.



Características principales.

- Velocidad: 145 muestras/hora.
- Recuento de reticulocitos totalmente automatizado.
- Recuento y corrección de eritroblastos automático, sin reactivos adicionales.
- Software de gestión basado en Windows, de fácil aprendizaje.
- Sistema automático de validación, mediante reglas configurables por el usuario. Implica un gran ahorro de tiempo.
- Sistema **AccuCount** de recuentos, linealidad única en el mercado.
- Sistema **Accugate** de diferenciación leucocitaria, para un diferencial más exacto.
- Avisos morfológicos de altísimo valor predictivo.
- Análisis de Líquidos biológicos (LCR, Peritoneal, Ascítico, etc).
- Mantenimiento sencillo y automatizado.
- Software de gestión intuitivo.
- Parámetros: El LH750 ofrece la determinación de 27 parámetros: WBC, RBC, ADE, Hgb, Hto, VCM, HCM, CHCM, Plt, VPM, PCT, PDW, un diferencial absoluto y relativo de 5 poblaciones leucocitarias, recuento de reticulocitos y de eritroblastos.